



cálido confort

## Flexyheat Air


Almohadilla térmica  
Heating Pad  
Almofadinha térmica  
Coussin chauffant



**INSTRUCCIONES DE USO**  
**DIRECTIONS FOR USE**  
**INSTRUÇÕES DE USO**  
**INSTRUCTIONS**

## ESPAÑOL

(Fig.1)



### AVISO IMPORTANTE

**Lea atentamente las instrucciones de uso antes de manipular el producto. Consérvelas en un lugar seguro para posteriores consultas.**

Antes de conectar el producto, compruebe que el voltaje de su red eléctrica sea idéntico al indicado en la etiqueta del producto.

Es importante que el cable de conexión a la red eléctrica no esté enrollado o cruzado sobre el producto durante su uso.

No tirar del mismo para desenchufarlo ni usarlo como asa.

No enrollar el cable en torno al mando de control.

Para asegurar el correcto funcionamiento del mando regulador, no deberá cubrirse o superponerse sobre el producto durante su utilización.

Para el buen uso y funcionamiento del producto, no cubrir el mismo con objetos pesados o muy voluminosos y no superponer sobre otros elementos calefactores.

Usarlo sin doblar.

No insertar alfileres, agujas u otros objetos metálicos punzantes en el producto.

En caso de que cualquiera de las partes del producto estuviera húmedo o mojado, absténgase de utilizarlo hasta que esté seco.

Para su limpieza proceder según el apartado de conservación de este manual.



Los niños menores de tres años no deben usar este aparato debido a su incapacidad para reaccionar al sobrecalentamiento.

El producto no ha de usarse por parte de niños a menos que los controles se hayan preajustado por un padre o tutor, o que el niño haya sido adecuadamente instruido sobre cómo utilizar los controles de forma segura.

Este producto no debe ser usado por personas insensibles al calor y otras personas muy vulnerables que son incapaces de reaccionar al sobrecalentamiento.

No utilice el producto para calentar animales.

Pese a la reducción de temperatura y desconexión automáticas previstas en el producto, en caso de uso continuado, se recomienda ajustar los controles de temperatura a su nivel mínimo de funcionamiento (nivel 1).

El producto debe ser inflado únicamente con aire. Bajo ninguna circunstancia está permitido el uso de otros gases como helio o nitrógeno ni tampoco la utilización de líquidos para este fin.

El producto debe ser inflado antes de ser usado, cuando no se encuentre caliente.

El inflado del producto debe realizarse introduciendo aire mediante la exhalación pulmonar o a través de la utilización de infladores manuales. No se aconseja el uso de compresores para el inflado de la almohadilla debido a que puede hacer aumentar la presión interna de forma brusca aumentando las posibilidades de explosión.

El producto adquirido no está previsto para su uso médico en hospitales.

El producto adquirido sólo se puede utilizar con el mando regulador que acompaña el producto según indicado en la etiqueta del producto.

Con el tiempo y el uso, los materiales se degradan.

Examinar regularmente el producto, incluyendo el mando de control y el cable flexible, con objeto de verificar que no presente señales de desgaste o daño.

En caso de que el producto presente una posible avería, desenchúfelo inmediatamente de la red eléctrica y acuda a un Servicio Técnico Autorizado.

Con objeto de evitar posibles situaciones de riesgo, no abra el mando ni la conexión, las reparaciones o intervenciones que debieran efectuarse sobre el aparato, únicamente podrán llevarse a cabo por personal técnico cualificado del Servicio Técnico Oficial de la marca.

En caso de uso incorrecto o manipulación indebida del producto, ésta quedará fuera de garantía. Para reparar su producto acuda siempre a un servicio técnico autorizado.

**B&B TRENDS, S.L.** declina toda responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse a personas, animales u objetos, por la no observancia de estas advertencias.

## MODO DE EMPLEO

Este producto puede ser utilizado a modo de almohadilla convencional (totalmente desinflado) o a modo de cojín (inflando el producto según sus preferencias). En el uso como cojín, mediante el inflado puede regular el nivel de amortiguación del producto.

Regúlelo según sus preferencias y/o necesidades pero teniendo siempre presentes las indicaciones de seguridad consideradas en este manual de instrucciones. No lo infle completamente.

Para facilitar el inflado de la almohadilla presione con los dedos a modo de pinza sobre la base de la válvula de inflado hasta que tenga la sensación de que aumenta la cantidad de aire que se introduce en la almohadilla. Es necesario aplicar esta técnica para liberar la válvula de retención y dejar circular el aire.

El desinflado del producto debe realizarse con la boquilla de la válvula abierta y a la vez que presionamos ligeramente con los dedos a modo de pinza sobre la base de la válvula (igual que durante el inflado) ejercemos presión sobre la superficie de la almohadilla hasta conseguir extraer todo el aire de su interior.

Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe el voltaje de su instalación, éste debe corresponderse con el indicado en la etiqueta que incorpora el producto. Conecte el producto a la toma de red adecuada.

Para encender el producto debe seleccionar el interruptor deslizante del control hasta la posición 1, 2 o 3 (Fig.1).

Desde este momento el producto se encuentra en funcionamiento.

El tiempo máximo de funcionamiento es de 90 minutos, tras el que inmediatamente se ejecutará un paro automático de seguridad. En este estado, el producto dejará de calentar.

Para apagar el producto, antes de desconectar el equipo de la red debe seleccionar la posición "0"

## GUÍA DE RESOLUCIÓN:

Posibles anomalías en el funcionamiento

INCIDENCIA	RECOMENDACIÓN
<b>El mando regulador no se enciende al accionar el interruptor.</b>	Asegúrese que el regulador se encuentra correctamente conectado al producto y que existe tensión en la toma de red utilizada, y que el producto se encuentra correctamente enchufado en ella.
<b>Transcurrido un tiempo de funcionamiento, la temperatura del producto parece que disminuye.</b>	El producto tiene un sistema de autoapagado a los 90 minutos de funcionamiento continuado. Transcurrido este tiempo la luz del regulador parpadea. Si desea seguir utilizándola cambie el nivel de temperatura el nivel 0, espere unos segundos y vuelva a seleccionar la temperatura deseada.



<p><b>No se puede inflar la almohadilla o resulta muy costoso hacerlo.</b></p>	<p>Asegúrese de presionar a modo de pinza con los dedos sobre la base de la válvula de inflado para facilitar la entrada de aire. Si nota que el aire entra dentro de la almohadilla pero se escapa de su interior es posible que haya alguna fuga. Contacte con el servicio técnico de Daga si esto sucede.</p>
<p><b>El producto tiene una fuga de aire.</b></p>	<p>Contacte con el servicio técnico de Daga.</p>

## CONSERVACIÓN Y DESECHO DEL PRODUCTO. CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Desinfe el producto antes de guardarlo.

Para prolongar la vida útil del producto, deberá desenchufarse cuando no pretenda utilizarla en largos periodos de tiempo. Guárdela en su envoltorio original en lugar seco, con el menor número de dobleces posible y evitando la formación de pliegues.

No cubrir el producto con otros elementos calefactados durante su funcionamiento. Dejar enfriar antes de guardarla. Almacenar libre de objetos en su parte superior con el fin de evitar la formación de arrugas.

### LIMPIEZA DEL PRODUCTO

En caso de que se realice un lavado a máquina del producto asegúrese de cerrar bien la válvula de inflado para evitar que pueda introducirse agua en su interior.

Para limpiar el producto, asegúrese de desenchufar y retirar el mando regulador previamente.

El producto, a excepción del mando regulador, puede lavarse a mano o a máquina, utilizando jabón líquido a una temperatura no superior a 30 °C y seleccionando un programa de lavado para prendas delicadas.

### DESECHO DEL PRODUCTO

Tras la vida útil del producto no lo deseche en la basura. Diríjase al centro de recogida ecológica más cercano a su domicilio de acuerdo con la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en Desuso 2012/19/EU para contribuir a la preservación del medioambiente. Solicite información detallada sobre las vías actuales de eliminación de los embalajes y el desguace de aparatos usados a su distribuidor.

Deseamos que este producto haya sido de su agrado y satisfacción.

## ENGLISH

### WARNING

**Please read the instructions for use carefully prior to using the product. Store these in a safe place for future reference.**

Prior to plugging in the product, check that your mains voltage is the same as the one indicated on the product label.

The mains connection cable must not be tangled or wrapped around the product during use.

Do not pull on the cable to unplug it or use it to carry the product.

Do not wrap the cable around the control.

Do not cover or lay the control on top of the product during use in order to ensure its proper operation.

Do not cover the product with any heavy or thick objects and do not place on top of any other heating elements in order to ensure the proper operation and use of the product.

Use without folding.

Do not stick any pins or needles or any other pointy metal objects into the product.

In the event that any of the parts of the product become damp or wet, do not try to use it until it is dry.

Proceed according to the conservation section of this manual for cleaning.

Children under the age of three should not use this appliance due to their inability to react to overheating

The product must not be used by children unless the controls have been preset by a parent or guardian, or the child has been at least properly instructed on how to use the controls in a secure manner.

This product should not be used by people insensitive to heat and other highly vulnerable people who are unable to react to overheating

Do not use the product to warm up animals.

Despite the reduction in temperature and the automatic disconnection provided for in the product, the temperature controls should be set to the minimum level of operation (level 1) in the event of continued use.

The product should only be inflated with air. No other gases such as helium or nitrogen or the use of liquids for this purpose may be used under any circumstances.

The product should be inflated prior to being used, when it is not hot.

The product should be inflated by blowing it up either by respiratory means or using manual inflators. We do not recommend the use of compressors for the inflation of the pad due to the fact that this can



increase the internal pressure sharply increasing the possibility of it bursting.

This product is not intended for medical use in hospitals.

The product you purchased may only be used with the control supplied with the product as indicated on the product label.

Materials will suffer wear and tear over time and after prolonged use.

Carry out a regular inspection of the product including the control and flexible cable to check for any signs of wear or damage.

Unplug the product immediately from the mains in the event of any breakdown and contact an authorised Technical support service.

In order to prevent any risk of danger, do not open the control or connection. Only qualified technical personnel from the brand's Official Technical support service may carry out repairs or procedures on the device.

Any incorrect use or improper handling of the product shall render the warranty null and void. Only an authorised technical support service centre may carry out repairs on this product.

**B&B TRENDS, S.L.** disclaims all liability for damages that may occur to people, animals or objects, for the non-observance of these warnings.

## INSTRUCTIONS FOR USE

This product can be used as a conventional pad (flat) or as a cushion (inflating the product according to your preferences). The level of cushioning of the product can be adjusted according to how much it is inflated when used as a cushion. Adjust according to your preferences and/or needs while always bearing in mind the safety instructions contained in this instruction manual. Do not fully inflate.

The pad should be inflated by pinching slightly with your fingers on the base of the inflation valve until you feel the amount of air that is being entered into the pad increasing. This technique must be applied to release the retention valve and let the air circulate.

The product should be deflated with the valve nozzle open while pinching slightly with your fingers on the base of the valve (as well as during inflation), putting pressure on the surface of the pad until all the air has been removed from its interior.

Prior to connecting the product to the mains, check your power supply voltage to ensure it is the same as the one indicated on the label included on the product. Connect the product to the appropriate mains.

In order to turn on the product, you must select the slider switch on the control, setting it to position 1, 2 or 3 (Fig.1).

From this time on, the product is operational.

The maximum operation time is 90 minutes, after which the automatic safety shut-down will immediately activate. The product will no longer heat up when in this state.

Select the "0" position in order to turn off the product before you disconnect the device from the mains.

## ENGLISH

### TROUBLESHOOTING GUIDE:

Possible operational problems

PROBLEM	RECOMMENDATION
<b>The regulator control does not light up when the switch is turned on.</b>	Ensure that the regulator is properly connected to the product and that there is voltage in the socket of the mains used and that the product is properly plugged in.
<b>After a certain operation time, the product temperature seems to reduce.</b>	The product has an auto-stop system that activates after 90 minutes of continuous operation. After this time, the light on the regulator starts to flash. If you want to continue to use it, change the temperature level to level 0, wait a few seconds, and then select the desired temperature.
<b>I cannot inflate the pad or it is very difficult to do so.</b>	Ensure that you pinch the base of the inflation valve with your fingers to allow air to enter. If you notice that the air is entering the pad, but is coming out, there may be a leak. Contact Daga's technical service if this occurs.
<b>The product has an air leak.</b>	Contact Daga's technical service.

### PRODUCT DISPOSAL AND CONSERVATION

#### PRODUCT CONSERVATION

Deflate the product prior to storage.

Unplug the product when you do not intend to use it for an extended period of time to prolong its shelf-life. Store it in its original packaging in a dry place, trying to fold it as little as possible and preventing the formation of creases.

Do not cover the product with other heated elements during its operation. Let it cool down prior to storage. Do not place any objects on top of the product during storage in order to prevent the formation of creases.

#### PRODUCT CLEANING

If you are machine-washing the product, ensure that the inflation valve is fully closed to prevent water entering its interior.

Unplug and remove the regulator prior to cleaning the product.

The entire product, except for the control, can be washed by hand or in the machine, using liquid soap at a temperature not exceeding 30 °C and selecting a program for washing delicate garments.



ENGLISH



## PRODUCT DISPOSAL

Do not dispose of the product at the end of its shelf-life. Contact the organic collection centre closest to your home in accordance with the waste electrical and electronic equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU to contribute to the protection of the environment. Request detailed information regarding their current methods of disposing of packaging and scrappage of used devices from your distributor.

We hope that you will be satisfied with this product.

## AVISO IMPORTANTE

**Leia atentamente as instruções de utilização antes de manusear o produto. Guarde-as num local seguro para consulta posterior.**

Antes de ligar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica é idêntica à indicada na etiqueta do produto.

É importante que o cabo de ligação à rede elétrica não esteja enrolado ou cruzado sobre o produto durante a sua utilização.

Não puxar pelo mesmo para retirá-lo da alimentação nem usá-lo como asa.

Não enrolar o cabo à volta do comando de controlo.

Para assegurar o funcionamento correto do comando regulador, não cobri-lo nem sobrepô-lo sobre o produto durante a sua utilização.

Para uma boa utilização e funcionamento do produto, não cobrir o mesmo com objetos pesados ou muito volumosos e não o sobrepor face a outros elementos de aquecimento.

Usá-lo sem dobrar.

Não inserir alfinetes, agulhas ou outros objetos metálicos penetrantes no produto.

No caso de alguma das partes do produto estar húmida ou molhada, não a utilize até ficar seca.

Para a sua limpeza, proceder conforme a secção de conservação deste manual.

As crianças menores de três anos não devem usar este aparelho devido à sua incapacidade para reagir ao sobreaquecimento.

O produto não deve ser usado por crianças, exceto se os controlos tiverem sido pré-ajustados por parte de um pai ou tutor ou a criança tiver recebido instruções adequadas sobre como utilizá-los de forma segura.

Este produto não deve ser usado por pessoas insensíveis ao calor e outras pessoas muito vulneráveis, que sejam incapazes de reagir ao sobreaquecimento.

Não utilize o produto para aquecer animais.

Apesar da redução de temperatura e desligação automáticas previstas no produto, em caso de uso continuado é recomendável ajustar os controlos de temperatura para o nível mínimo de funcionamento (nível 1).

O produto deve ser insuflado apenas com ar. Em nenhuma circunstância é permitido o uso de outros gases, como hélio ou nitrogénio, nem a utilização de líquidos para este fim.

O produto deve ser insuflado antes de ser usado, quando não se encontrar quente.



A insuflação do produto deve ser realizada introduzindo ar através da exalação pulmonar ou através da utilização de insufladores manuais. Não é aconselhável o uso de compressores para a insuflação da almofada porque pode fazer aumentar a pressão interna de forma brusca, aumentando as probabilidades de explosão.

O produto adquirido não está preparado para o uso médico em hospitais.

O produto adquirido só pode ser utilizado com o comando regulador que acompanha o produto, conforme indicado na etiqueta do produto.

Com o tempo e o uso, os materiais degradam-se.

Inspecionar regularmente o produto, incluindo o comando de controlo e o cabo flexível, com o objetivo de verificar se apresentam sinais de desgaste ou dano.

No caso de o produto apresentar uma possível avaria, retire-o imediatamente da rede elétrica e consulte um Serviço Técnico Autorizado.

Com o objetivo de evitar possíveis situações de risco, não abra o comando nem a ligação; as reparações ou intervenções que devem ser efetuadas no aparelho apenas podem ser levadas a cabo por pessoal técnico qualificado do Serviço Técnico Oficial da marca.

No caso de utilização incorreta ou manuseamento indevido do produto, este ficará sem garantia. Para reparar o seu produto consulte sempre um serviço técnico autorizado.

**A B&B TRENDS, S.L.** declina qualquer responsabilidade por danos que possam ser provocados a pessoas, animais ou objetos devido à inobservância destas advertências.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

Este produto pode ser utilizado como uma almofada convencional (totalmente desinsuflado) ou como uma almofada de assento (insuflando o produto conforme as suas preferências). Na utilização como almofada de assento pode regular o nível de amortecimento do produto através da insuflação. Regule-o conforme as suas preferências e/ou necessidades, mas tendo sempre presentes as indicações de segurança consideradas neste manual de instruções. Não o insufla completamente.

Para facilitar a insuflação da almofada pressione com os dedos, como uma pinça, sobre a base da válvula de insuflação, até ter a sensação de que aumenta a quantidade de ar que é introduzida na almofada. É necessário aplicar esta técnica para libertar a válvula de retenção e deixar circular o ar.

A desinsuflação do produto deve ser realizada com o bico da válvula aberto e, ao mesmo tempo que pressionamos ligeiramente com os dedos (como uma pinça) sobre a base da válvula (tal como durante a insuflação), exercemos pressão sobre a superfície da almofada até conseguir extrair todo o ar do seu interior.

Antes de ligar o produto à rede elétrica, verifique a tensão da sua instalação; esta deve corresponder à indicada na etiqueta incluída no produto. Ligue o produto à tomada de rede adequada.

# PORTUGUÊS

Para ligar o produto deve seleccionar o interruptor deslizante do controlo até à posição 1, 2 ou 3 (Fig. 1).

A partir deste momento o produto encontra-se em funcionamento. O tempo máximo de funcionamento é de 90 minutos, após o qual será executada imediatamente uma paragem de segurança automática. Neste estado o produto deixará de aquecer.

Para desligar o produto antes de desligar o equipamento da rede deve seleccionar a posição "0".

## GUIA DE RESOLUÇÃO:

possíveis anomalias no funcionamento

PROBLEMA	RECOMENDAÇÃO
<b>O comando regulador não se liga ao acionar o interruptor.</b>	Assegure-se de que o regulador se encontra corretamente ligado ao produto e que existe tensão na tomada de rede utilizada e que o produto se encontra corretamente ligado à mesma.
<b>Após algum tempo de funcionamento, a temperatura do produto parece diminuir.</b>	O produto tem um sistema de desligação automática após 90 minutos de funcionamento contínuo. Após este tempo, a luz do regulador pisca. Se pretender continuar a utilizá-la altere o nível de temperatura para o nível 0, aguarde alguns segundos e volte a seleccionar a temperatura pretendida.
<b>Não é possível insuflar a almofada ou custa muito fazê-lo.</b>	Certifique-se de que pressiona com os dedos (como uma pinça) sobre a base da válvula de insuflação para facilitar a entrada de ar. Se notar que o ar entra na almofada mas escapa do seu interior, é possível que exista alguma fuga. Contacte o serviço técnico da Daga se isto acontecer.
<b>O produto tem uma fuga de ar.</b>	Contacte o serviço técnico da Daga.

## CONSERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO DO PRODUTO. CONSERVAÇÃO DO PRODUTO

Desinsufle o produto antes de o guardar.

De modo a prolongar a vida útil do produto, deverá retirá-lo da alimentação quando não pretender utilizá-lo por longos períodos de tempo. Guarde-o na embalagem original, num local seco, com o



menor número de vincos possível e evitando a formação de dobras. Não cobrir o produto com outros elementos aquecidos durante o seu funcionamento. Deixar arrefecer antes de guardá-la. Guardá-lo sem objetos na parte superior para evitar a formação de rugas.

## LIMPEZA DO PRODUTO

No caso de realizar uma lavagem à máquina do produto, certifique-se de que fecha bem a válvula de insuflação para evitar a entrada de água no mesmo.

Para limpar o produto, assegure-se de que o desliga e retira o comando regulador previamente.

O produto, à exceção do comando regulador, pode ser lavado à mão ou à máquina, utilizando sabão líquido a uma temperatura não superior a 30 °C e selecionando um programa de lavagem para roupas delicadas.

## ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Terminada a vida útil do produto, não o deite no lixo comum. Dirija-se ao centro de recolha ecológica mais próximo da sua residência, de acordo com a Diretiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos 2012/19/EU, para contribuir para a preservação do meio ambiente.

Solicite informações detalhadas sobre as vias atuais de eliminação das embalagens e separação de aparelhos usados ao seu distribuidor.

Esperamos que tenha ficado satisfeito com este produto.

## AVERTISSEMENT IMPORTANT

**Lire attentivement la notice avant d'utiliser le produit. La conserver dans un endroit sûr pour la consulter ultérieurement.**

Avant de brancher le produit, vérifiez que le voltage de votre installation électrique soit identique à celui indiqué sur l'étiquette du produit.

Durant l'utilisation, veillez à ce que le câble de connexion électrique ne soit pas enroulé ou en travers du produit.

Ne pas tirer sur le cordon pour le débrancher de la prise secteur, ni l'utiliser pour le soulever.

Ne pas enrouler le cordon autour de la commande de contrôle.

Pour un bon fonctionnement de la commande de contrôle, ne pas la couvrir ni la superposer sur le produit durant son utilisation.

Pour un bon usage et un bon fonctionnement du produit, ne pas le couvrir avec d'autres objets lourds ou très volumineux, et éviter de le superposer sur d'autres éléments chauffants.

Utiliser le produit sans le plier.

Ne pas épinglez le produit, ni insérer d'aiguilles ni tout autre objet pointu.

Dans le cas où l'une des parties du produit serait humide ou mouillée, s'abstenir de l'utiliser tant qu'il ne sera pas sec.

Pour son nettoyage, procéder selon les indications de l'alinéa de Conservation du manuel.

Les enfants de moins de trois ans ne peuvent pas utiliser cet appareil, en raison de leur incapacité à réagir face à la surchauffe.

Les enfants ne peuvent pas utiliser le produit, à moins qu'un des parents ou un tuteur se charge des réglages, ou que l'enfant ait reçu les instructions nécessaires sur la façon d'utiliser les contrôles en toute sécurité.

Les personnes insensibles à la chaleur ou les personnes extrêmement vulnérables en raison de leur incapacité de réaction à la surchauffe, ne doivent pas utiliser ce produit

Ne pas utiliser le produit pour réchauffer des animaux.

Même si l'appareil est équipé de réduction de température et d'arrêt automatiques, il est conseillé, en cas d'utilisation continue, de régler la commande de température à son niveau le plus bas de fonctionnement (niveau 1).

Le produit doit être gonflé uniquement avec de l'air. Ne jamais utiliser d'autres gaz tels que l'hélium ou l'azote, ni aucun liquide à cet effet.



Il faudra gonfler le produit avant de l'utiliser, lorsqu'il sera froid. Pour gonfler le produit, introduire l'air avec la bouche par inspiration-expiration ou à l'aide d'une pompe à air manuelle. Il n'est pas recommandé d'utiliser un compresseur pour gonfler le coussin, car il pourrait augmenter brusquement la pression interne et entraîner une explosion.

Le produit n'a pas été conçu pour un usage médical en hôpital.

Le produit acquis s'utilise uniquement avec la commande de réglage fournie, conformément aux indications de l'étiquette du produit. Les matériaux se détériorent avec le temps et l'usage.

Examiner régulièrement le produit, y compris la commande de contrôle et le câble flexible, afin de s'assurer qu'il ne présente aucun signe d'usure ou d'endommagement.

Face à une éventuelle panne, débranchez-le immédiatement du secteur et contactez le service technique agréé.

Afin d'éviter toute situation dangereuse, n'ouvrez pas la commande ni la connexion ; seul le service technique officiel de la marque pourra effectuer les éventuelles réparations ou interventions nécessaires sur l'appareil.

L'utilisation incorrecte ou une erreur de manipulation, entraîne la perte de garantie du produit. Pour faire réparer votre appareil, contactez toujours le service technique agréé.

**B&B TRENDS, S.L.** décline toute responsabilité en cas de dommages causés aux personnes, aux animaux ou aux biens, à la suite du non respect de ces avertissements de sécurité.

## MODE D'EMPLOI

Ce produit peut être utilisé en guise d'oreiller traditionnel (entièrement dégonflé) ou en mode coussin (en gonflant le produit à votre gré). Sur le mode coussin, le gonflage permet d'ajuster le niveau d'amortissement du produit. Ajustez-le à votre gré et conformément à vos besoins, mais en respectant toujours les consignes de sécurité décrites dans le mode d'emploi. Veillez à ne pas le gonfler complètement.

Pour faciliter le gonflage du coussinet, utilisez vos doigts en guise de pince pour faire pression à la base de la soupape de gonflage jusqu'à sentir une augmentation de la quantité d'air à l'intérieur du coussinet. Cette technique s'utilise pour libérer le clapet de retenue et pour que l'air puisse circuler.

Le dégonflage du produit doit se faire en ouvrant la buse de la soupape et en utilisant les doigts en guise de pince pour faire pression à la base de la soupape (comme pour le gonflage), puis en comprimant la surface du coussinet pour extraire l'air de l'intérieur.

Avant de brancher le produit au secteur, vérifiez que le voltage de votre installation électrique correspond bien à celui indiqué sur l'étiquette du produit. Brancher le produit à une prise de secteur adaptée.

Pour allumer le produit, vous devez déplacer l'interrupteur à glissière sur la position 1, 2 ou 3 (Fig.1).

À présent, le produit est en mode de fonctionnement.

La durée maximum de fonctionnement est de 90 minutes, après

# FRANÇAIS

quoi il s'arrêtera automatiquement comme mesure de sécurité. À ce stade, le produit s'arrête de chauffer.

Pour arrêter le produit, vous devez, avant de le débrancher, sélectionner la position « 0 »

## GUIDE DE RÉOLUTION:

Éventuelles anomalies dans le fonctionnement

ANOMALIE	RECOMMANDATION
<b>La commande de réglage ne s'allume pas si l'on appuie sur l'interrupteur.</b>	Vérifiez que la commande de réglage soit correctement connectée au produit, que la prise du secteur soit sous tension et que le produit soit correctement branché à celle-ci. Au bout d'un laps de temps de fonctionnement, la température du produit semble diminuer.
<b>Si vous souhaitez continuer à l'utiliser, passez le niveau de température à 0, attendez quelques secondes et sélectionnez de nouveau la température voulue.</b>	Le produit est équipé d'un système d'arrêt automatique au bout de 90 minutes de fonctionnement continu. Passé ce laps de temps, le voyant de réglage se met à clignoter.
<b>Impossible de gonfler le coussin ou gonflage très difficile.</b>	Veillez à comprimer les doigts en guise de pince à la base de la soupape de gonflage pour faciliter l'entrée de l'air. Si vous observez que l'air entre dans le coussin mais qu'il s'en échappe, il pourrait exister une fuite. Veuillez contacter le service technique de Daga si tel est le cas.
<b>Le produit présente une fuite d'air.</b>	Veillez contacter le service technique de Daga.

## CONSERVATION ET MISE AU REBUT DU PRODUIT. CONSERVATION DU PRODUIT

Dégonflez le produit avant de le ranger.

Pour prolonger la durée de vie du produit, veillez à le débrancher si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil pendant une longue période. Conserver le produit dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, avec le moins de plis possible et en évitant la formation de pliures.

Ne pas couvrir le produit avec d'autres éléments chauffants lors de son fonctionnement. Laisser refroidir avant de le garder. Veiller à le garder sans y poser d'objets afin d'éviter la formation de plis.





## NETTOYAGE DU PRODUIT

En cas de lavage à la machine, veillez à bien fermer la soupape de gonflage pour éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur.

Pour nettoyer le produit, veillez tout d'abord à le débrancher et à retirer la commande de réglage.

Le produit, excepté la commande de réglage, peut se laver à la main ou à la machine, en utilisant de la lessive liquide, à une température non supérieure à 30°C et en sélectionnant le programme pour linge délicat.









## MISE AU REBUT DU PRODUIT

Si vous souhaitez vous défaire du produit, une fois qu'il n'est plus utilisable, ne le jetez pas à la poubelle domestique. Vous devez le remettre au centre de gestion écologique le plus proche de chez vous, conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques afin de contribuer à la préservation de l'environnement.

Consultez votre distributeur l'information concernant les voies d'élimination autorisées pour ces déchets d'emballage et la mise au rebut des appareils en fin de vie.

Nous espérons que ce produit vous plaira et vous donnera entière satisfaction.

## SIMBOLOGÍA\_SYMBOLS\_SIMBOLOGIA\_SYMBOLES

	<p>Leer atentamente las instrucciones de uso.  <b>Carefully read the instructions for use.</b>          Ler atentamente as instruções de utilização.  <b>Lire attentivement la notice d'utilisation.</b></p>
	<p>No utilizar doblado o arrugado.  <b>Do not use when creased or folded.</b>          Não o utilizar dobrado ou enrugado.  <b>Ne pas utiliser s'il est plié ou froissé.</b></p>
	<p>No insertar alfileres, agujas o cualquier otro objeto metálico punzante.  <b>Do not stick any pins or needles or any other pointy metal objects into the pad.</b>          Não inserir alfinetes, agulhas ou qualquer outro objeto metálico penetrante.  <b>Ne pas enfoncer d'épingles, aiguilles ou tout autre objet métallique pointu.</b></p>
	<p>Niños menores de 3 años no deben usar el aparato a causa de su incapacidad de reacción en caso de sobrecalentamiento.  <b>Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.</b>          Crianças menores de 3 anos não devem usar o aparelho a causa da sua incapacidade de reação no caso de sobressquentamento.  <b>Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas utiliser ce produit en raison de leur incapacité de réaction face à la surchauffe.</b></p>
	<p>Lavar a máquina, máximo 30 °C.  <b>Machine wash at a maximum temperature of 30 °C.</b>          Lavar à máquina, máximo 30 °C.  <b>Laver à la machine, maximum 30 °C</b></p>
	<p>No usar lejía.  <b>Do not use bleach.</b>          Não usar lixívia.  <b>Ne pas utiliser d'eau de javel.</b></p>
	<p>No centrifugar.  <b>Do not spin</b>          Não centrifugar.  <b>Ne pas utiliser le sèche-linge</b></p>
	<p>No lavar en seco (en tintorería o lavandería).  <b>Do not dry clean (dry cleaners or launderette)</b>          Não lavar a seco (na tinturaria ou lavanderia)  <b>Ne pas nettoyer à sec (au pressing ou à la blanchisserie)</b></p>
	<p>No planchar.  <b>Do not iron.</b>          Não passar a ferro  <b>Ne pas repasser</b></p>



Este producto cumple con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre aparatos eléctricos y electrónicos, identificada como WEEE (waste electrical and electronic equipment), que proporciona el marco legal aplicable en la Unión Europea para la retirada y reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

No deseche este producto en la basura. Acuda al punto de recogida de residuos eléctricos y electrónicos más cercano a su domicilio.

**This product complies with European Directive 2012/19/EU on electrical and electronic devices, known as WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), which provides the legal framework applicable in the European Union for the disposal and reuse of waste electronic and electrical devices.**

**Do not dispose of this product in the bin, instead going to the electrical and electronic waste collection centre closest to your home.**

Este produto cumpre a Diretiva Europeia 2012/19/EU sobre equipamentos elétricos e eletrónicos, identificada como EEE (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment), que proporciona a base legal aplicável na União Europeia para a remoção e reutilização de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Não deite este produto no lixo comum. Dirija-se ao ponto de recolha de resíduos elétricos e eletrónicos mais próximo da sua residência.

**Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/EU sur les appareils électriques et électroniques, appelés DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques), qui constitue le cadre juridique applicable dans l'Union européenne pour l'élimination et la réutilisation des appareils électriques et électroniques déchets.**

**Ne jetez pas ce produit à la poubelle, au lieu d'aller au centre de collecte des déchets électriques et électroniques proche de votre domicile.**



## BOLETÍN DE GARANTÍA

**B&B TRENDS, SL.** garantiza la conformidad de este producto al uso para el que se destina, durante un periodo de dos años y para todo el territorio nacional. Durante la vigencia de esta garantía y en caso de avería, el usuario tiene derecho a la reparación y en su defecto, a la sustitución del producto, sin cargo alguno, salvo que una de estas opciones resultase imposible o desproporcionada, y entonces podrá optar por una rebaja en el precio o anulación de la venta debiendo acudir en este caso al establecimiento vendedor; también cubre la sustitución de piezas de recambio siempre y cuando, en ambos casos, se haya utilizado el producto conforme a las recomendaciones especificadas en este manual, y no se haya manipulado indebidamente por terceras personas no acreditadas por **B&B TRENDS, SL.** La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a lo previsto en la Ley 23/2003, de 10 de julio de 2003 sobre garantías en la venta de bienes de consumo en el territorio español.

### UTILIZACIÓN DE LA GARANTÍA

Para la reparación del producto, el consumidor deberá acudir a un Servicio Técnico autorizado por **B&B TRENDS, SL.** ya que cualquier manipulación indebida del mismo por personas no autorizadas por **B&B Trends SL,** mal uso o uso inadecuado, conllevaría a la cancelación de esta garantía. Para el eficaz ejercicio de los derechos de esta garantía debe entregarse debidamente cumplimentada y acompañarse de la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega. La acción para reclamar el cumplimiento de lo dispuesto en la garantía prescribirá a los 2 años desde la entrega del producto, debiendo el consumidor informar al vendedor de la falta de conformidad, siempre y cuando dicha reclamación se haga dentro del plazo legal de la garantía. Esta garantía debe quedar en poder del usuario, así como la factura, el ticket de compra o el albarán de entrega para facilitar el ejercicio de estos derechos. Para Servicio técnico y atención post-venta fuera del territorio español rogamos remita su consulta al punto de venta donde adquirió el producto directamente póngase en contacto con **B&B TRENDS, SL.**

Nombre\_Name\_ Nome\_Nom \_\_\_\_\_

Dirección\_Address\_ Morada\_Adresse \_\_\_\_\_

Población\_Town\_ Cidade\_Localité \_\_\_\_\_

Provincia\_Province\_ Distrito\_Province \_\_\_\_\_

Tel.\_Tél. \_\_\_\_\_

Product / do Produto: N/REF.: / N/RÉF. du Produit : \_\_\_\_\_

Fecha de Venta  
Sales date  
Data de Venda  
Date de vente

Sello del vendedor  
Sales establishment stamp  
Carimbo do estabelecimento de venda  
Cachet de l'établissement vendeur



**B&B TRENDS S.L.**  
C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller - 08130 Santa Perpetua de Mogoda  
Barcelona Spain

## WARRANTY REPORT

**B&B TRENDS, SL.** guarantees compliance of this product for the purpose for which it is intended for a period of two years for the entire Spanish territory. In the case of breakdown during the term of this warranty, you are entitled to repair or to the replacement of the product at no charge if the former is unavailable, unless one of these options prove impossible or disproportionate. In this case, you can then choose a reduction in price or cancellation of the sale, which must be dealt with directly with the sales vendor. This also covers replacement of spare parts provided that the product has been used according to the recommendations specified in this manual for both cases, and has not been tampered with by any third party that is unaccredited by **B&B TRENDS, SL.** This warranty does not affect your rights as a consumer in accordance with the provisions of Law 23/2003 dated 10 July 2003 on warranties on the sale of consumer goods in the Spanish territory.

## USE OF WARRANTY

Consumers should contact a technical service centre authorised by **B&B TRENDS, SL.** for repair of the product as any tampering thereof by persons not authorised by **B&B TRENDS, SL.**, as well as misuse or inappropriate use, will lead to the cancellation of this warranty. The warranty must be fully completed and delivered along with the receipt or delivery docket for the effective exercise of rights under this warranty.

Claims must take place within three years from delivery of the product according to the provisions of the warranty, and the consumer must inform the sales vendor of the lack of conformity, provided that such claim is made within the statutory period of warranty. This warranty should be retained by the user as well as the invoice, receipt or the delivery docket to facilitate the exercise of these rights. For technical service and after-sales care outside the Spanish territory, please submit your query to the point of sale where you purchased the item or by contacting **B&B TRENDS, SL.**

## BOLETIM DE GARANTIA

A **B&B TRENDS, SL.** garante a conformidade deste produto com o uso ao qual se destina, durante um período de dois anos e para todo o território nacional. Durante a vigência desta garantia e, em caso de avaria, o utilizador tem direito à reparação e, à sua falta, à substituição do produto, sem quaisquer custos, exceto se uma destas opções for impossível ou desproporcionada e aí poderá optar por um desconto no preço ou anulação da venda, devendo consultar neste caso o estabelecimento de venda; também cobre a substituição de peças de substituição sempre e quando, em ambos os casos, se tenha utilizado o produto em conformidade com as recomendações especificadas neste manual e não tenha sido manuseado indevidamente por terceiros não acreditados pela **B&B TRENDS, SL.** A presente garantia não afeta os direitos do consumidor conforme o previsto na Lei 23/2003, de 10 de julho de 2003, sobre garantias na venda de bens de consumo no território espanhol.

## UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para a reparação do produto o consumidor deverá consultar um Serviço Técnico autorizado pela **B&B TRENDS, SL.**, já que qualquer manuseamento indevido do mesmo por pessoas não autorizadas pela **B&B TRENDS, SL.**, má utilização ou utilização inadequada, implica o cancelamento desta garantia. Para o exercício eficaz dos direitos desta garantia dever-se-á entregar, devidamente preenchido e acompanhado da fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega.

A ação para reclamar o cumprimento do disposto na garantia prescreverá 2 anos após a entrega do produto, devendo o consumidor informar o vendedor da falta de conformidade, sempre e quando esta reclamação seja feita dentro do prazo legal da garantia. Esta garantia deve ficar na posse do utilizador, assim como a fatura, o ticket de compra ou a nota de entrega, de modo a facilitar o exercício destes direitos. Para um serviço técnico e atendimento pós-venda fora do território espanhol, por favor envie a sua questão para o ponto de venda onde adquiriu o produto ou entre em contacto direto com a **B&B TRENDS, SL.**



## BULLETIN DE GARANTIE

**B&B TRENDS, SL.** garantie la conformité de ce produit utilisé aux fins auxquelles il est destiné, durant une période de deux ans et pour tout le territoire national. Pendant la durée de la garantie et en cas de panne, l'utilisateur aura droit à la réparation et, à défaut, à la restitution du produit, sans frais, excepté si l'une de ces options s'avérait impossible ou disproportionnée, pouvant alors choisir soit une réduction du prix soit l'annulation de la vente ; l'utilisateur devra alors contacter l'établissement vendeur ; celle-ci couvre également le changement de pièces, à condition d'avoir utilisé le produit conformément aux recommandations spécifiées dans le présent manuel, et qu'il n'est pas été manipulé incorrectement par des tierces personnes non autorisées par **B&B TRENDS, SL.** La présente garantie n'affecte pas les droits du consommateur conformément aux dispositions de la loi 23/2003, du 10 juillet 2003 concernant les garanties dans la vente de biens de consommation sur le territoire espagnol.

## UTILISATION DE LA GARANTIE

Pour faire réparer le produit, le consommateur devra consulter le service technique autorisé par **B&B TRENDS, SL.** car toute manipulation incorrecte par des personnes non-autorisées par Daga, mauvaise utilisation ou usage indu, entraînerait l'annulation de cette garantie.

Pour exercer efficacement les droits de cette garantie, il faudra la présenter dûment remplie et accompagnée de la facture, ticket de caisse ou bon de livraison.

Les réclamations prévues dans les dispositions de la présente garantie, prescrites au bout de 2 ans à compter de la date de livraison du produit ; le consommateur doit informer au vendeur en cas de défaut de conformité, à condition de présenter la réclamation dans le délai légal de la garantie.

L'utilisateur devra conserver cette garantie, de même que la facture, le ticket de caisse ou le bon de livraison pour faciliter l'exercice de ces droits.

Pour le service technique et l'assistance après-vente en dehors du territoire espagnol, nous vous prions de remettre vos questions au point de vente où vous avez effectué votre achat ou en contactant directement à **B&B TRENDS, SL.**

**SERVICIOS DE ATENCION TECNICA (SAT)**

Technical Assistance Service (TAS)

Serviço de Atensão Técnica (SAT)

**(+ 34) 937 010 753****A CORUÑA****15009 LA CORUÑA**EUGENIO SUAREZ SERANTES  
ANGELA B. DE SOTO, 1 LOCAL 5  
981 291 663  
eugenio-suarez@hotmail.es**15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA**SERVICIOS TECNICOS  
CANCELA, S.L. SAT  
RUA CONCHEIROS, 2 - BAIXO  
981 564 016  
satcancela@yahoo.es**ALAVA****01003 VITORIA**AREA GLOBAL AREA, S.L.(SAT)  
OLAGUIBEL, 48  
945 128 200  
choni@area-global.com**01012 VITORIA**REPARACIONES BERNA SC  
C/ DOMINGO BELTRAN, 54  
945 248 198  
bernaabetsuko@yahoo.es**ALBACETE****02003 ALBACETE**CAMACHO - SAT  
C/ PEDRO COCA, 50 BAJO  
967 224 554  
jcamachosat@gmail.com**ALICANTE****03800 ALCOY**SERT-TALLER DE ELECTRONICA  
CID, 12  
965 331 412  
serttv@gmail.com**03007 ALICANTE**ELECTRO T.V.  
GARCIA ANDREU, 38  
965 126 646  
electrovalicante@gmail.com**ASTURIAS****33209 GIJON**TALLER ELECTRICO SEYSA, S.L.  
LOS ANGELES, 10-12  
985 388 146  
tallerseysa@gmail.es**33003 OVIEDO**TALLER AMABLE  
SAB JOSÉ, 12B  
985 223 739  
satamable@telecable.es**33900 SAMA DE LANGREO**ALGA NALON, S.L.  
TORRE DE ABAJO, 8  
985 692 242  
alganalon@yahoo.es**AVILA****05005 AVILA**CUCHILLERIA ANDRÉS  
SAN PEDRO BAUTISTA, 1  
920 220 014  
reparandres@gmail.com**BALEARES****07007 PALMA DE MALLORCA**SAT ASISTENCIA TECNICA BALEAR S.L.U.  
C/ REIS CATOLICS, 72  
971 24 76 95  
satbalear@ono.com**BARCELONA****08015 BARCELONA**SUBMIN.ELECTRICS DA MAU, S.C.P - SAT  
VILADOMAT, 108 BAIXOS  
934 539 276  
sdalmau@ono.com**08025 BARCELONA**ELECTRICA FUSTER  
PROVENZA, 538-540  
934 564 736  
fuster\_garcia@hotmail.com**08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT**ELECTRICAS FELIU  
SANT ALBERT MAGNE, 12-14 TD.2-B  
933 722 302  
feliusat@9chip.com**08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT**SAT J. BAUTISTA, S.L.  
SANTIAGO RUSIÑOL, 27-29, LOCAL 5  
933 722 157  
satdireccion@satjbautista.com**08402 GRANOLLERS**JOSEP SALVADO TOMAS  
C/ CARLES RIBA, 9 LOCAL 3  
938 494 073  
salvado@salvadosl.com**08700 IGUALADA**INSTAL-LACIONS CUADRAS, S.L.  
SANT DOMENEC, 9-11  
938 030 824  
assumpta@satcuadras.com**08240 MANRESA**SERVICIO ELDE - SAT -  
C/ BRUC, 55  
938 728 542  
elde@eldeservei.com**08620 SANT VICENÇ DELS HORTS**SAT JARO  
C/ MALAGA, 20-22  
647 054 779  
jroca78@gmail.com**08226 TERRASSA**ELECTRO CERDAN, S.L.  
HISTORIADOR CARDUS, 71  
937 354 105  
electrocerdan@cecot.es**08720 VILAFRANCA DEL PENEDES**FRED VILAFRANCA, S.L.  
C/ LA MUNIA, 54. P.I. DOMENYS I, NAVE 9  
938 904 852  
FRED@FREDVILAFRANCA.COM**08800 VILANOVA I LA GELTRU**BIRME  
AIGUA, 4  
938 930 011  
birme@birme.com**BURGOS****09400 ARANDA DE DUERO**REP. ELEC. GAMAZO  
ESGUEVA, 4  
947 502 532  
regamazo@yahoo.es**09003 BURGOS**ELECTRICIDAD CEBRIAN  
TRINIDAD, 16 BJOS.  
947 203 079  
cebrian@movistar.es**CANTABRIA****39008 SANTANDER**ELECTRONICA TELEC CANTABRIA  
TRES DE NOVIEMBRE, 1 B  
942 371 757  
telecantabria@yahoo.es**CASTELLON****12005 CATELLON**M. AGRAMUNT, S.L. - SAT  
LLUNA, 22  
964 261 249  
electroagramunt@gmail.com**CIUDAD REAL****13003 CIUDAD REAL**NOVA ELECTRICIDAD  
ALTAGRACIA, 1  
926 253 101  
manuelmartin1122@hotmail.com**CORDOBA****14014 CORDOBA**SAN COR, S.L.L.  
VIRGEN DE FATIMA, 15  
957 430 756  
SANCOR\_15@HOTMAIL.COM**GIRONA****17005 GIRONA**SUREDA I ASSOCIATS, S.C. - SAT  
FRANCESC ARTAU, 2  
972 236 588  
resured@terra.com**17200 PALAFRUGELL**NEW MERESA  
C/DE LA SURERA BERTRAN, 23  
972 304 454  
info@newmeresa.com**17740 VILAFANT**ELECTRONICA VILAFANT - SAT  
NAVATA, 13  
972 506 515  
electronicavilafant@hotmail.com**GUADALAJARA****19004 GUADALAJARA**FERRETERIA AL-YE - SAT  
AVDA.DEL EJERCITO, 11-D, POSTER.  
949 218 662**GUIPUZCOA****20600 EIBAR**EIBARSAT, C.B.  
IFAR KALE, 8  
943 206 717  
fgl@euskalnet.net**20014 SAN SEBASTIAN**SANTIAGO ESTALAYO Y OTROS, C.B.-SAT  
Pº UBARBURU, nº 30, PAB C, POL 27  
943 475 013  
santiagoestalayo@hotmail.com**20002 SAN SEBASTIAN**GROSTON, S.L.  
USANDIZAGA, 29  
943 272 736  
groston@hotmail.es**20001 SAN SEBASTIAN**S.A.T. TEJEDOR GLORIA, 4 (GROS)  
943 287 193 j.ramon-  
tejedor@gmail.com**JAEN****23008 JAEN**ANTONIO MUÑOZ SALVADOR  
PERPETUA SOCORRO, 5  
953 226 102  
amsmmc@hotmail.com**LA RIOJA****26004 LOGROÑO**ASOC.IND. RIOJANA,S.L.UNIPERS.  
DOCE LIGERO, 30-32 BAJO  
941 241 015  
satairslu@gmail.com**LEON****24004 LEON**ELECTRO CASH  
TORRIANO, 3 - 5 BJ  
987 206 409  
electrocash@ono.com



**24002 LEON**  
SERVICIO TECNICO MAEG  
RUIZ DE SALAZAR, 24  
987 235 021

**24400 PONFERRADA**  
ELECTRONICA REGUERA  
HOSPITAL, 29 BAJOS  
987 403 483  
manoo59@ono.com

**LUGO**  
**27002 LUGO**  
TELESERVICIO - SAT  
CARRIL DE LAS FLORES, 34  
982 242 015  
teleservicio@telefonica.net

**27400 MONFORTE DE LEMOS**  
RAUL E HIJOS, S.L.  
CAMPO DE LA COMPAÑIA, 19  
982 400 711  
raulehijos@gmail.com

**LLEIDA**  
**25005 LLEIDA**  
BRENUY-CORBELLA, S.L.U  
C/ CORTS CATALANES, 27  
973 240 113  
corbega@hotmail.com

**MADRID**  
**28047 MADRID**  
REPARACIONES CARLOS - SAT  
GUABAIRO, 2  
914 665 369  
reparaciones.carlos@gmail.com

**28035 MADRID**  
ALDEBARAN ELECTRICA, S.L.  
AVD.CARDENAL HERRERA ORIA, 257  
917 388 761  
aldebaran.electrica@hotmail.com

**28020 MADRID**  
JAEN-18  
C/ JAEN, nº 15 (Junto Metro Alvarado)  
915 342 350  
satjaen@gmail.com

**28044 MADRID**  
REPARACIONES PIMAR  
C/ VALLE INCLAN, nº 32, Local  
917 054 624  
pimaruno@gmail.com

**28017 MADRID**  
ALTOHA  
JOSE ARCONES GIL, 13  
913 774 645  
ramon@altoha.es

**MALAGA**  
**29010 MALAGA**  
CAMBEL ELECTRONICA  
MORALES VILLARRUBIA, 17  
952 277 247  
cambel.electronica@gmail.com

**MURCIA**  
**30300 CARTAGENA**  
FASEPA, S.L.  
PROLONGACION ANGEL BRUNA, 6 BJ (BARRIO PERAL)  
868 095 680  
luserrano@fasepa.es

**30009 MURCIA**  
SEBA, C.B.  
ISAAC ALBENIZ, 4, Bajo  
968 298 593  
electroservicioseba@gmail.com

**NAVARRA**  
**31011 PAMPLONA**  
FERRETERIA SAN ELOY  
MONASTERIO DE IRACHE, 33  
948 251 095  
admin@ferreteriasaneloy.es

**31500 TUDELA**  
ELECTRICIDAD FERNANDO, S.C.I.  
YANGUAS Y MIRANDA, 12  
948 826 457  
okina@electricidadfernando.com

**OURENSE**  
**32002 ORENSE**  
ELECTRO COUTO, S.L. - SAT  
MELCHOR DE VELASCO, 17  
988 235 115  
electrocouto@yahoo.es

**PALENCIA**  
**34001 PALENCIA**  
ELECTRICIDAD SANTIAGO - SAT  
MAYOR, 124  
979 740 040  
electricidad-santiago@hotmail.com

**PONTEVEDRA**  
**36004 PONTEVEDRA**  
IMASON, S.L.  
LOUREIRO CRESPO, 43  
986 841 636  
imason@mundo-r.com

**36003 PONTEVEDRA**  
MARDEL RIAS BAIXAS, S.L.  
FERNANDEZ LADREDA, 67  
986 843 760  
mardelrias@mundo-r.com

**SALAMANCA**  
**37005 SALAMANCA**  
RAMON RODRIGUEZ TAPIA  
LAZARILLO DE TORMES, 10  
923 238 491  
microram9@yahoo.es

**SEVILLA**  
**41006 SEVILLA**  
PALACIO DE LAS PLANCHAS, S.L.  
AFAN DE RIBERA, 107  
954 631 191  
sat@palaciodelasplanchas.com

**TARRAGONA**  
**43001 TARRAGONA**  
SERTECS  
C/ CAPUCHINOS, 22  
977 221 851  
sertecs@sertecs.e.telefonica.net

**VALENCIA**  
**46700 GANDIA**  
RELGAN, S.L.  
MAGISTRADO CATALA, 16  
962 873 825  
relgangandia@gmail.com

**46005 VALENCIA**  
REPUESTOS ELECTRODOM.  
DE LEVANTE S.L.  
MATIAS PERELLO, 49 BAJOS  
963 222 529  
merce@relevansl.com

**46600 ALZIRA**  
TALLERES MOYA ALZIRA  
FAVARETA, 49  
962 418 587  
tamoya@talleresmoya.com

**VALLADOLID**  
**47004 VALLADOLID**  
ELECTRICIDAD RINCON, S.A. - S.A.T.  
LABRADORES, 9-11  
983 297 133  
administracion@electricidadrincon.es

**47006 VALLADOLID**  
VILDA SERV.ASIST.TECNICA, S.L.  
FALLA, 16 BAJO.DCHA.  
983 226 229  
vilda@vilda.es

**VIZCAYA**  
**48010 BILBAO**  
R.E. ABAD  
GREGORIO DE LA REVILLA, 34 - LONJA  
944 215 271  
mghervera@yahoo.es

**48004 BILBAO**  
SERTEK  
C/ PADRE PERNET, 8 (Santutxu)  
944 732 100  
sertek@ya.com

**48980 SANTURCE**  
JULEN S.A.T.  
C/ LAS VINAS, 20 - 22  
944 617 193  
juanjosat@gmail.com

**ZAMORA**  
**49016 ZAMORA**  
TERESA PEREZ FERNANDEZ - SAT  
DIEGO DE LOSADA, 10  
980 671 386  
sat.teresa1@gmail.com

**ZARAGOZA**  
**50007 ZARAGOZA**  
A.NAPOLES BALDOVIN  
C/ CORDOBA, nº 7  
976 254 061  
satnapoles@interferr.com

**GRANADA**  
**18007 GRANADA**  
ELECTRICIDAD MORENO  
C/ Palencia nº 3

**SEGOVIA**  
**40005 SEGOVIA**  
SEBASTIAN TORRES C.B.  
SAN ANTON, 12  
921 424 323

**B&B TRENDS S.L.**  
C/Catalunya, 24  
P.L Ca N'Oller  
08130 Santa Perpetua  
de Mogoda  
(Barcelona) Spain  
www.daga.eu





cálido confort

**B&B TRENDS, S.L.**  
C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller  
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Spain  
[www.daga.eu](http://www.daga.eu)